



## Viltoti Coronavirus 2019-nCoV antigēnu testi

Publicēts: 03.09.2021.

Veselības inspekcija informē par Vācijas tirgū konstatētajiem ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. *Coronavirus 2019-nCoV-antigen test* viltojumiem.

Lai gan viltotajiem un oriģinālajiem testiem nosaukums un ražotājs ir vienāds, tomēr ir konstatētas būtiskas atšķirības, kas sekmīgi ļauj atšķirt viltotos un oriģinālos antigēna testus.

Iesakām iepazīties ar *Coronavirus 2019-nCoV-antigen test* oriģinālā un viltojuma atšķirībām!

### Atšķirības

#### Informācija par derīguma termiņu

Uz viltoto testu tirdzniecības iepakojuma norādīts, ka derīguma termiņš ir 24 mēneši, savukārt uz oriģinālo testu tirdzniecības iepakojuma – 18 mēneši, kā arī uz viltoto testu tirdzniecības iepakojuma ir norādīts gan ražošanas, gan derīguma termiņa datums, kas nav norādīts uz oriģinālā tirdzniecības iepakojumu.

Viltotie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. *Coronavirus 2019-nCoV-antigen test*

Oriģinālie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. *Coronavirus 2019-nCoV-antigen test*




Testa kasetes dizains

Viltotajām testu kasetēm trešā iedaļa ir krietni mazāka nekā oriģinālajam testam.

Viltotie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. *Coronavirus 2019-nCoV-antigen test*



Originālie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. *Coronavirus 2019-nCoV-antigen test*



#### Informācija uz transporta kastēm

Uz viltoto testu transporta kastēm ir norādīts testa nosaukums *Coronavirus (2019-nCoV) antigen test*, simbolu veidā norādīta uzglabāšanas temperatūra un citi parametri, kas uz oriģinālo testu transporta kastēm nav norādīts.

Viltotie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. *Coronavirus 2019-nCoV-antigen test*



Originālie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. *Coronavirus 2019-nCoV-antigen test*



Gadījumā, ja konstatēts ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. *Coronavirus 2019-nCoV-antigen test* viltojums Latvijas Republikas tirgū, lūgums informēt Veselības inspekcijas Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu zvanot 67081611 vai sūtot e-pastu uz elektronisko adresi [miun@vi.gov.lv](mailto:miun@vi.gov.lv) norādot informāciju gan par preci, gan par preces izplatītāju/ piegādātāju

<https://www.vi.gov.lv/lv/viltoti-coronavirus-2019-ncov-antigenu-testi>